

Anticorps Monoclonal De Lapin RalA Pour Wb, Elisa - P11233

Numéro d'article: CM0007712



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant la protéine RalA humaine, validé pour Western blot et ELISA. Reconnaît la protéine RalA humaine et du singe (24 kDa, UniProt P11233), une GTPase impliquée dans la prolifération cellulaire et le trafic membranaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb lapin anti-RalA
Remarques / Alias	RAL; HINCONS; RalA
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5898
GeneID	5898
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 120-206 de la RalA humaine (NP_005393.2).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Singe
SWISS	P11233
Poids de la protéine	24 kDa
Expédition	Sac de glace