

Anticorps Polyclonal De Lapin Rala Pour Wb Et Elisa - P11233

Numéro d'article: CM0015166



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine RALA humaine (protéine Ral-A liée à Ras), validé pour Western blot et ELISA ; réactivité croisée avec la souris et le rat. Convient à la recherche sur la signalisation GTPase, le trafic membranaire et la division cellulaire. 24 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RALA Rabbit pAb
Remarques/Alias	RAL; HINCONS; RALA
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5898
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-206 de RALA humaine (NP_005393.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	P11233
Poids de la protéine	24 kDa
Expédition	Sac de glace