

Rangap1 Pab De Lapin Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P46060

Numéro d'article: CM0018092



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-RanGAP1 validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Cible la protéine 1 activatrice de la GTPase Ran humaine (UniProt P46060), un régulateur clé du transport nucléaire médié par RAN. Idéal pour la recherche en biologie cellulaire et en cancérologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RanGAP1 pAb de lapin
Remarques / Alias	SD, Fug1, RANGAP, RanGAP1
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	5905
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 398-587 de la RanGAP1 humaine (NP_002874.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P46060
Poids de la protéine	64kDa
Expédition	Sac isothermique