

Rangap1 Lapin Pab - P46060

Numéro d'article: CM0030807



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre RanGAP1 humain (SWISS : P46060). Validé pour WB et ELISA, réagit croisé avec l'humain et la souris. Idéal pour l'étude du transport nucléocytoplasmique et de l'activation des GTPases.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RanGAP1 Lapin pAb
Remarques/Alias	SD; Fug1; RANGAP; RanGAP1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5905
GeneID	5905
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 398-587 de RanGAP1 humain (NP_002874.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P46060
Poids de la protéine	64kDa
Expédition	Sac de glace