


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Rapgef6 Pour Wb, Elisa - Q8Teu7

Numéro d'article: CM0019758



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-RAPGEF6 validé pour WB et ELISA, présentant une réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour l'étude de la signalisation des GTPases Rap1A, Rap2A et M-Ras dans les tissus cérébraux et cardiaques. Swiss-Prot : Q8TEU7.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RAPGEF6 pAb de lapin
Remarques/alias	RAGEF2 ; PDZGEF2 ; KIA001LB ; PDZ-GEF2 ; RA-GEF-2 ; RAPGEF6
Espèce	Homme
GeneID	51735 (Homme)
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 145-240 de la RAPGEF6 humaine (NP_001157858)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, rat
SWISS	Q8TEU7
Poids moléculaire	179 kDa
Expédition	Sac de glace