

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Raptor Pour Wb, Elisa - Q8N122

Numéro d'article: CM0021515



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre Raptor humain (composant mTORC1). Validé pour WB et ELISA ; réagit avec l'humain, la souris, le rat. Idéal pour la recherche sur la détection des nutriments et la croissance cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Raptor Lapin pAb
Remarques/Alias	KOG1; Mip1; Raptor
Espèce	Humain
ID de gène (humain)	57521
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 888-1013 du Raptor humain (NP_065812.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8N122
Poids de la protéine	149kDa
Expédition	Sac de glace