

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Raptor Pour Wb, Elisa - Q8N122

Numéro d'article: CM0019609



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre le Raptor humain (RPTOR), validé pour la WB et l'ELISA. Reconnaît le Raptor humain, murin et de rat. Idéal pour les recherches sur la signalisation mTORC1 et l'autophagie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	Raptor pAb de lapin
Remarques/Alias	KOG1 ; Mip1 ; Raptor
Espèce	Humain
GeneID	57521
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 888-1013 du Raptor humain (NP_065812.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q8N122
Poids de la protéine	149 kDa
Expédition	Sac réfrigérant