

Rasgrp3 Pab De Lapin - Q8lv61

Numéro d'article: CM0026375

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-RASGRP3 validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Il reconnaît le RASGRP3 humain et murin, une GEF régulée par le calcium/DAG pour Ras et Rap1. Idéal pour les études de signalisation et le développement de tests.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RASGRP3 pAb de lapin
Remarques / Alias	GRP3; RASGRP3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	25780
GeneID	25780
Immunogène	Protéine recombinante : protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 540-689 de la RASGRP3 humaine (NP_056191.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q8IV61
Poids de la protéine	78kDa
Expédition	Sac de glace