


Anticorps Monoclonal Rat Anti-Souris Cd122 Pour Cytométrie En Flux - P16297

Numéro d'article: CM0011489



Introduction

Anticorps monoclonal de rat conjugué à l', validé pour cytométrie en flux, ciblant le CD122 murin (IL-2R β). Idéal pour le profilage des cellules immunitaires et les études de signalisation dans des modèles murins.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Rat anti-Mouse CD122 mAb
Remarques / Alias	p70; CD122; IL15Rbeta; IL-2Rbeta; IL-15Rbeta; IL-2/15Rbeta
Espèce	Souris
Identifiant génique (humain)	3560
Identifiant génique (souris)	16185
Immunogène	Peptide synthétique dérivé du CD122 de souris
Origine	Rat
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (cytométrie en flux)
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P16297
Poids protéique	60kDa
Expédition	Sac de glace