

Anticorps Monoclonal Anti-Cd3 De Souris Conjugué De Rat Pour La Cytométrie En Flux - P04235 / P22646

Numéro d'article: CM0005688

Introduction

Anticorps monoclonal de rat conjugué à ciblant les chaînes delta (P04235) et epsilon (P22646) du CD3 de souris. Validé pour la cytométrie en flux, permettant la détection directe des cellules T dans les échantillons de souris. Idéal pour l'immunophénotypage et la recherche sur les cellules T.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	AcM anti-CD3 de souris de rat conjugué
Remarques/Alias	T3d ; CD3 ; T3e ; CD3epsilon
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	916/915
GeneID	12500/12501
Immunogène	Un peptide synthétique dérivé du CD3 de souris.
Source	Rat
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P04235/P22646
Poids moléculaire de la protéine	19kDa/21kDa
Expédition	Sac de glace