

## Mab Rat Anti-Souris Cd45R/B220 Pour Cytométrie En Flux - P06800

Numéro d'article: CM0009147

### Introduction

Anticorps monoclonal de rat conjugué à l'ciblant CD45R/B220 (PTPRC, L-CA, Ly-5) de souris. Validé pour la cytométrie en flux (FC), adapté à l'immunophénotypage des sous-ensembles de leucocytes de souris. Matière première fiable pour le diagnostic et la recherche.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                        |
|----------------------|-----------------------------------------------|
| Nom du produit       | mAb Rat anti-Souris CD45R/B220                |
| Remarques / Alias    | B220, Cd45, L-CA, Ly-5, T200, CD45R, Lyt-4    |
| Espèce               | Souris                                        |
| ID du gène (Humain)  | 5788                                          |
| ID du gène           | 19264                                         |
| Immunogène           | Protéine recombinante de CD45R/B220 de souris |
| Origine              | Rat                                           |
| Catégorie            | Anticorps monoclonaux                         |
| Application          | FC                                            |
| Réactivité croisée   | Souris                                        |
| SWISS                | P06800                                        |
| Poids de la protéine | 130kDa/140kDa/144kDa                          |
| Expédition           | Sac de glace                                  |