

Anticorps Monoclonal De Rat Anti-Souris Cd45R/B220 Pour Fc - P06800

Numéro d'article: CM0011705

Introduction

Anticorps monoclonal de rat ciblant la souris CD45R/B220, adapté à la cytométrie en flux. Reconnaît l'antigène leucocytaire commun (L-CA) exprimé sur les cellules hématopoïétiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de rat anti-souris CD45R/B220
Remarques/Alias	loc ; B220 ; Cd45 ; L-CA ; Ly-5 ; T200 ; CD45R ; Lyt-4
Espèce	Souris
ID du gène (Humain)	5788
ID du gène	19264
Immunogène	Protéine recombinante de la souris CD45R/B220
Source	Rat
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P06800
Poids moléculaire de la protéine	130 kDa / 140 kDa / 144 kDa
Expédition	Sac de glace