

Anticorps Monoclonal Rat Anti-Souris Cd45R/B220 Conjugué Pour Cytométrie En Flux - P06800 / P08575

Numéro d'article: CM0006071

Introduction

Anticorps monoclonal de rat conjugué à l', spécifique du CD45R/B220 de souris (PTPRC, L-CA, Ly-5, T200). Validé pour la cytométrie en flux. Idéal pour l'immunophénotypage des cellules B et la recherche sur la signalisation des cellules immunitaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb Rat anti-Souris CD45R/B220
Remarques/Alias	loc; B220; Cd45; L-CA; Ly-5; T200; CD45R; Lyt-4
Espèce	Souris
ID de gène (humain)	5788
ID de gène	19264/5788
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Rat
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P06800/P08575
Poids moléculaire de la protéine	130kDa/140kDa/144kDa
Expédition	Sac de glace