

Anticorps Monoclonal Rat Anti-Mouse Cd45R/B220 Pour Cytométrie En Flux - P06800

Numéro d'article: CM0005424

Introduction

Anticorps monoclonal rat anti-souris CD45R/B220 validé pour la cytométrie en flux. Cible la phosphatase protéique tyrosine de type récepteur C (PTPRC), un marqueur critique des leucocytes chez la souris pour l'activation des cellules T et la recherche sur les cellules B.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Rat anti-Mouse CD45R/B220 mAb
Remarques/Alias	loc; B220; Cd45; L-CA; Ly-5; T200; CD45R; Lyt-4
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	5788
GeneID	19264/5788
Immunogène	Protéine recombinante de CD45R/B220 de souris
Source	Rat
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P06800
Poids de la protéine	130 kDa/140 kDa/144 kDa
Expédition	Sac de glace