

Anticorps Monoclonal Rat Anti-Mouse F4/80 Pour Fc - Q61549

Numéro d'article: CM0007982

Introduction

Anticorps monoclonal de rat conjugué à l', de haute spécificité, ciblant le F4/80 de souris (EMR1), validé pour la cytométrie en flux. Idéal pour l'identification des macrophages et le profilage des cellules immunitaires dans la recherche immunologique et le développement de tests de diagnostic.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Rat anti-Mouse F4/80 mAb
Remarques/Alias	Emr1; Ly71; F4/80; Gp1480; TM7LN3; DD7A5-7; EGF-TM7; Adgre1
Espèce	Souris
ID de gène (Humain)	2015
ID de gène	13733
Immunogène	Protéine recombinante de F4/80 de souris
Source	Rat
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q61549
Poids moléculaire de la protéine	102kDa
Expédition	Sac de glace