

Ratte Anti-Souris F4/80 Anticorps Monoclonal Pour Cytométrie En Flux - Q61549

Numéro d'article: CM0012755

Introduction

Anticorps monoclonal ratte anti-souris F4/80 validé pour la cytométrie en flux ; réagit avec la glycoprotéine des macrophages de souris (récepteur couplé aux protéines G d'adhésion de 102 kDa). Idéal pour les études immunologiques sur des modèles de souris.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Ratte anti-Souris F4/80 mAb
Remarques/Alias	Emr1; Ly71; F4/80; Gpf480; TM7LN3; DD7A5-7; EGF-TM7
Espèce	Souris
GeneID (humain)	2015
GeneID	13733
Immunogène	Protéine recombinante de F4/80 de souris.
Source	Ratte
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité Croisée	Souris
SWISS	Q61549
Poids Protéique	102kDa
Expédition	Sac de glace