

Anticorps Monoclonal Rat Anti-Souris F4/80 Pour Cytométrie En Flux - Q61549

Numéro d'article: CM0005160

Introduction

Anticorps monoclonal de rat ciblant la protéine F4/80 (Adgre1) de souris, un GPCR adhésif présent sur les macrophages. Validé pour la cytométrie en flux (CF). Ce conjugué facilite la détection directe dans les études immunologiques. Réaction croisée avec la souris.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb Rat anti-souris F4/80
Remarques / Alias	Emr1, Ly71, F4/80, Gpf480, TM7LN3, DD7A5-7, EGF-TM7, Adgre1
Espèce	Souris
GeneID (humain)	2015
GeneID	13733
Immunogène	Protéine recombinante de F4/80 de souris
Origine	Rat
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q61549
Poids de la protéine	102 kDa
Expédition	Sac de glace