

Anticorps Monoclonal Rat Anti-Souris Ly-6G/Ly-6C (Gr-1) Pour Cf - P35461 / P0Cw02

Numéro d'article: CM0011799

Introduction

Anticorps monoclonal de rat conjugué à l' dirigé contre Ly-6G/Ly-6C (Gr-1) de souris, validé pour la cytométrie en flux. Idéal pour l'immunophénotypage des granulocytes et des monocytes dans des échantillons de moelle osseuse et de sang périphérique de souris.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Rat anti-Souris Ly-6G/Ly-6C (Gr-1) AcM
Remarques/Alias	Gr1; Gr-1; Ly-6G
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	8600
GeneID	546644/17067
Immunogène	Protéine recombinante de Ly-6G/Ly-6C (Gr-1) de souris
Source	Rat
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P35461/P0CW02
Poids protéique	14 kDa
Expédition	Sachet réfrigérant