

Anticorps Monoclonal De Rat Anti-Souris Ly-6G/Ly-6C Conjugué Pour Fc - P35461 / P0CW02

Numéro d'article: CM0011660

Introduction

Anticorps monoclonal de rat conjugué ciblant la souris Ly-6G/Ly-6C (Gr-1) pour applications en cytométrie en flux. Détecte les populations granulocytaires et monocytaires dans les échantillons de souris. Reconnaît à la fois les antigènes Ly-6G et Ly-6C.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	AcM de rat anti-souris Ly-6G/Ly-6C conjugué
Remarques/Alias	Gr1 ; Gr-1 ; Ly-6G
Espèce	Souris
ID du gène (Humain)	8600
ID du gène	546644/17067
Immunogène	Protéine recombinante de souris Ly-6G/Ly-6C (Gr-1)
Source	Rat
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P35461/P0CW02
Poids moléculaire	14 kDa
Expédition	Sac de glace