

Anticorps Monoclonal Souris Anti-Souris Ly6G Pour Fc - P35461

Numéro d'article: CM0012425

Introduction

Anticorps monoclonal de rat conjugué à l' dirigé contre le Ly6G de souris, une protéine membranaire cellulaire ancrée par un GPI exprimée dans la moelle osseuse. Conçu pour les applications de cytométrie en flux (FC), permettant une détection fiable dans les échantillons de souris.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb Rat anti-Souris Ly6G
Remarques/Alias	Gr1; Gr-1; Ly-6G
Espèce	Souris
ID de gène (Humain)	80740
ID de gène	546644
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétisé dérivé du Ly-6G de souris.
Source	Rat
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P35461
Expédition	Sac de glace