

Anticorps Monoclonal De Rat Anti-Ly6G De Souris Pour La Cytométrie En Flux - P35461

Numéro d'article: CM0010813

Introduction

Anticorps monoclonal de rat anti-Ly6G de souris conjugué à pour la cytométrie en flux (FC). Validé pour les applications de cytométrie en flux (FC) dans les modèles murins. Idéal pour la recherche immunologique et l'identification des granulocytes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	anticorps monoclonal de rat anti-Ly6G de souris
Remarques/alias	Gr1 ; Gr-1 ; Ly-6G
Espèce	Souris
ID du gène (humain)	80740
ID du gène	546644
Immunogène	Peptide synthétique Peptide synthétisé dérivé de Ly-6G de souris.
Source	Rat
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P35461
Expédition	Sac de glace