


Rat Anti-Mouse Mhc Class Ii (I-A/I-E) Monoclonal Antibody For Fc - P18468 / P06342 / Q3U060 / P14435

Numéro d'article: CM0011300



Introduction

Anticorps monoclonal de rat ciblant le CMH de classe II de souris (I-A/I-E), adapté pour la cytométrie en flux. Reconnaît les allèles H-2Eb, Ia4 et apparentés de souris. Idéal pour la recherche en immunologie sur l'immunité adaptative et la présentation des antigènes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Rat anti-Mouse MHC Class II (I-A/I-E) Monoclonal Antibody
Remarques/Alias	Eb; Ia4; H2Eb; Ia-4; H-2Eb
Espèce	Souris
GeneID (Souris)	14969, 14961, 381091, 14960
Immunogène	Protéine recombinante du CMH de classe II de souris (I-A/I-E)
Source	Rat
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P18468, P06342, Q3U060, P14435
Poids de la protéine	~30kDa / ~32kDa / ~26kDa
Expédition	Sac de glace