


Anticorps Monoclonal De Rat Anti-Mhc De Classe Ii (I-A/I-E) De Souris Pour Cytométrie En Flux - P18468 / P06342 / Q3U060 / P14435

Numéro d'article: CM0011044



Introduction

Anticorps monoclonal de rat ciblant les molécules du MHC de classe II (I-A/I-E) de souris pour la cytométrie en flux. Reconnaît la chaîne bêta I-A et les protéines apparentées. Favorise les recherches sur l'immunité adaptative et la présentation des antigènes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de rat anti-MHC de classe II (I-A/I-E) de souris
Remarques/Synonymes	Eb; Ia4; H2Eb; Ia-4; H-2Eb;IAb; Ia2; Ia-2; Abeta; H-2Ab; H2-Ab; Rmcs1; I-Abeta; Ia5; Ia-5; H-2Eb2; Iebeta2; A130038H09Rik; Ia1; H2Aa; Ia-1; H-2Aa; Aalpha; IAalpha; I-Aalpha
Espèce	Souris
ID du gène	14969/14961/381091/14960
Immunogène	Protéine recombinante du MHC de classe II (I-A/I-E) de souris
Source	Rat
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	Cytométrie en flux
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P18468/P06342/Q3U060/P14435
Poids moléculaire	30 kDa/32 kDa/26 kDa
Expédition	Sac de glace