


Anticorps Monoclonal Rat Anti-Mhc De Classe Ii De Souris (I-A/I-E) Pour Cytométrie En Flux - P18468 / P06342 / Q3U060 / P14435

Numéro d'article: CM0006157



Introduction

Anticorps monoclonal de rat conjugué à l'ciblant le MHC de classe II de souris (I-A/I-E) pour cytométrie en flux. Il reconnaît de multiples allèles avec réactivité croisée chez la souris, validé pour des applications en cytométrie en flux (FC).

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Rat anti-MHC Classe II (I-A/I-E) mAb
Remarques/Alias	Eb; Ia4; H2Eb; Ia-4; H-2Eb;IAb; Ia2; Ia-2; Abeta; H-2Ab; H2-Ab; Rmcs1; I-Abeta; Ia5; Ia-5; H-2Eb2; Iebeta2; A130038H09Rik; Ia1; H2Aa; Ia-1; H-2Aa; Aalpha; IAalpha; I-Aalpha
Espèce	Souris
Identifiant de gène	14969/14961/381091/14960
Immunogène	Protéine recombinante de MHC Classe II de souris (I-A/I-E)
Origine	Rat
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (Cytométrie en flux)
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P18468/P06342/Q3U060/P14435
Poids de la protéine	26kDa/30kDa/32kDa
Expédition	Sac de glace