


Anticorps Monoclonal De Rat Anti-Mhc De Classe Ii (I-A/I-E) De Souris Conjugué Pour La Cytométrie En Flux - P18468 / P06342 / Q3U060 / P14435

Numéro d'article: CM0005471



Introduction

Anticorps monoclonal de rat conjugué ciblant le MHC de classe II (I-A/I-E) de souris, validé pour la cytométrie en flux. Idéal pour la recherche immunologique impliquant la présentation d'antigènes et les réponses des lymphocytes T.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de rat anti-MHC de classe II (I-A/I-E) de souris
Remarques/Alias	Eb ; Ia4 ; H2Eb ; Ia-4 ; H-2Eb ; IAb ; Ia2 ; Ia-2 ; Abeta ; H-2Ab ; H2-Ab ; Rmcs1 ; I-Abeta ; Ia5 ; Ia-5 ; H-2Eb2 ; Iebeta2 ; A130038H09Rik ; Ia1 ; H2Aa ; Ia-1 ; H-2Aa ; Aalpha ; IAalpha ; I-Aalpha
Espèce	Souris
GeneID	14969/14961/381091/14960
Immunogène	Protéine recombinante du MHC de classe II (I-A/I-E) de souris
Source	Rat
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P18468/P06342/Q3U060/P14435
Poids moléculaire de la protéine	26kDa/30kDa/32kDa
Expédition	Sac de glace