


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Rbfox2 Pour Wb, Elisa - O43251

Numéro d'article: CM0021431



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité contre RBFOX2 (homologue 2 de la protéine de liaison à l'ARN fox-1), validé pour le Western blot (WB) et l'ELISA avec une réactivité humaine. Idéal pour les études sur l'épissage alternatif, le traitement de l'ARNm et la régulation génique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RBFOX2 pAb de lapin
Remarques/Alias	RTA ; fxb ; FOX2 ; RBM9 ; Fox-2 ; HNRBP2 ; HRNBP2 ; dj106l20.3 ; RBFOX2
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	23543
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 110 de la protéine RBFOX2 humaine (NP_001026865.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	O43251
Poids moléculaire de la protéine	41 kDa
Expédition	Sac réfrigérant