

Mab De Lapin Anti-RbmX/Hnrnp G Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P38159

Numéro d'article: CM0003243



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre RBMX/hnRNP G humain (SWISS P38159), adapté pour WB, IHC-P et ELISA. Réaction croisée avec l'homme, la souris et le rat. Cible une protéine clé de liaison à l'ARN impliquée dans l'épissage alternatif et la suppression tumorale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-RBMX/hnRNP G
Remarques / Alias	RNMx; HNRPG; HNRNPG; MRXS11; RBMXP1; RBMXRT; hnRNP-G; RBMX/hnRNP G
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	27316
GeneID	27316
Immunogène	Peptide synthétique correspondant aux acides aminés 292-391 de RBMX/hnRNP G humain (NP_002130.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P38159
Poids de la protéine	42 kDa
Expédition	Sac de glace