


Rbmy1A1 Lapin Pab - P0Djd3

Numéro d'article: CM0019373



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-RBMY1A1 validé pour IF-P, IHC-P, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Cible le facteur d'épissage spécifique du testicule RBMY1A1 de 56 kDa (SWISS : P0DJD3).

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RBMY1A1 Lapin pAb
Remarques/Alias	RBM; RBM1; RBM2; RBMY; YRRM1; YRRM2; RBMY1C; RBMY1A1
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	5940
ID de gène	5940
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 90-300 de RBMY1A1 humain (NP_005049.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P0DJD3
Poids moléculaire	56kDa
Expédition	Sac de glace