


Rbp2 Lapin Pab - P50120

Numéro d'article: CM0024749



Introduction

Le RBP2 Rabbit pAb de CamelBio est un anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le RBP2 humain (CRBP-II), validé pour WB, IF/ICC, ELISA chez l'homme, la souris, le rat. Facilite les études sur le transport intracellulaire du rétinol.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RBP2 Lapin pAb
Remarques/Alias	CRBP2 ; RBPC2 ; CRBP2 ; CRABP-II ; RBP2
Espèce	Humain
GeneID (humain)	5948
GeneID	5948
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-134 du RBP2 humain (NP_004155.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P50120
Poids moléculaire protéique	16 kDa
Expédition	Sac de glace