


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Rbx1 Pour Wb Et Elisa - P62877

Numéro d'article: CM0017939



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant RBX1 humain (ROC1), validé pour la WB et l'ELISA, avec réaction croisée chez la souris et le rat. Idéal pour l'étude de la fonction des ligases de l'ubiquitine dans les voies du cycle cellulaire et de la réparation de l'ADN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps polyclonal de lapin anti-RBX1
Remarques/Alias	ROC1 ; RNF75 ; BA554C12.1 ; RBX1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	9978
GeneID	9978
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de RBX1 humain (NP_055063.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, rat
SWISS	P62877
Poids de la protéine	12 kDa
Expédition	Sac de glace