


Anticorps Monoclonal De Lapin Rchy1 Pour Wb Et Elisa - Q96Pm5

Numéro d'article: CM0003120



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-RCHY1 pour WB et ELISA, ciblant le RCHY1 humain (Q96PM5), une ligase E3 d'ubiquitine impliquée dans la dégradation de p53 et le contrôle de qualité ribosomique. Idéal pour la recherche sur le cancer et l'ubiquitination.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Détails
Nom du Produit	mAc de Lapin RCHY1
Remarques/Alias	ZCHY; ARNIP; CHIMP; PIRH2; RNF199; ZNF363; PRO1996; RCHY1
Espèce	Humain
ID de Gène	25898 (Humain)
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 160-261 du RCHY1 humain (Q96PM5)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	Q96PM5
Poids Protéique	30kDa
Expédition	Sac de glace