

Anticorps Polyclonal De Lapin Rec8 (Souris) - Rec8

Numéro d'article: CM0016701

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine REC8 de souris (67 kDa). Validé pour les applications de Western blot (WB) et ELISA, avec réactivité croisée vis-à-vis du rat.

L'immunogène recombinant correspond aux acides aminés 194-561. Idéal pour la recherche sur la méiose et la cohésion des chromosomes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	REC8 Lapin pAb
Remarques/Alias	mrec; Rec8L1; REC8
Espèce	Souris
ID de Gène (Humain)	9985
ID de Gène (Souris)	56739
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 194-561 de REC8 de souris (NP_064386.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Rat
Poids Protéique	67kDa
Expédition	Sac de glace