

## Anticorps Polyclonal (Pab) De Lapin Anti-Reg3G - Souris Reg3G

Numéro d'article: CM0019969

### Introduction

Anticorps polyclonal ciblant la protéine REG3G (REG-3-gamma) de souris, avec une spécificité pour les échantillons humains, de souris et de rat. Adapté aux applications de Western blot, d'immunofluorescence/immunocytochimie et d'ELISA dans le cadre de la recherche sur la réparation tissulaire et les maladies inflammatoires.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                                                                                       |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | Anticorps polyclonal (pAb) de lapin anti-REG3G                                                                               |
| Remarques/Alias      | REG-3-gamma ; reg III-gamma ; REG3G                                                                                          |
| Espèce               | Souris                                                                                                                       |
| ID de gène (Humain)  | 130120                                                                                                                       |
| ID de gène           | 19695                                                                                                                        |
| Immunogène           | Peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 27-174 de la REG3G de souris (NP_035390.1) |
| Source               | Lapin                                                                                                                        |
| Catégorie            | Anticorps polyclonaux                                                                                                        |
| Application          | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                            |
| Réactivité croisée   | Humain, Souris, Rat                                                                                                          |
| Poids de la protéine | 19 kDa                                                                                                                       |
| Expédition           | Sac de glace                                                                                                                 |