

Rel Rabbit Pab Pour Wb, Elisa - Q04864

Numéro d'article: CM0017617

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine REL humaine (c-Rel) pour les applications Western blot (WB) et ELISA. Réagit avec des échantillons humains, de souris et de rat. Impliqué dans la signalisation NF-kB et la régulation immunitaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	REL Rabbit pAb
Remarques / Alias	C-Rel; IMD92; HIVEN86A; REL
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5966
GeneID	5966
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-300 de la protéine REL humaine (NP_002899.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q04864
Poids de la protéine	69 kDa
Expédition	Sachet réfrigérant