

Rela Lapin Pab - Q04207

Numéro d'article: CM0020650



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant RELA/p65 (sous-unité p65 de NF-kappa-B). Validé pour WB, IF/ICC et ELISA avec réactivité croisée envers l'humain et la souris. Idéal pour étudier les voies de signalisation de l'inflammation, de l'immunité et du cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RELA Lapin pAb
Remarques/Alias	p65 ; p65 NFkB ; p65 NF-kappa B ; RELA
Espèce	Souris
GeneID	19697
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 400-500 de RELA de souris. (NP_033071.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q04207
Poids moléculaire protéique	60 kDa
Expédition	Sac de glace