

Rev-Erb α /Nr1D1 Lapin Pab - P20393

Numéro d'article: CM0023846



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin Rev-Erb α /NR1D1 validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA chez l'homme, la souris, le rat. Explorez les voies du rythme circadien, du métabolisme et de l'inflammation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Rev-Erb α /NR1D1 Lapin pAb
Remarques/Alias	EAR1 ; hRev ; THRA1 ; THRAL ; ear-1 ; REVERBA ; REVERBalpha ; Rev-Erb α /NR1D1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	9572
GeneID	9572
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 280-360 de Rev-Erb α /NR1D1 humain (NP_068370.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P20393
Poids moléculaire de la protéine	67 kDa
Expédition	Sac de glace