

Anticorps Polyclonal De Lapin Rfc2 Pour Wb Et Elisa - P35250

Numéro d'article: CM0026696



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité contre le RFC2 humain (sous-unité 2 du facteur de réplication C). Validé pour WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec le RFC2 humain et murin. Idéal pour les études de réplication de l'ADN et de chargement de la PCNA.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin RFC2
Remarques/Alias	RFC40 ; RFC2
Espèce	Humain
GeneID (humain)	5982
GeneID	5982
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 38-297 du RFC2 humain (NP_852136.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P35250
Poids moléculaire de la protéine	39 kDa
Expédition	Sac de glace