

Rhof Lapin Pab Pour Wb Et Elisa - Q9Hbh0

Numéro d'article: CM0027150

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre le RHOF humain (Rif), validé pour WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain et la souris. Idéal pour étudier la formation des filopodes et la dynamique du cytosquelette d'actine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RHOF Lapin pAb
Remarques/Alias	RIF ; ARHF ; RHOF
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	54509
Identifiant du gène	54509
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 40-120 du RHOF humain (NP_061907.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9HBH0
Poids moléculaire de la protéine	24 kDa
Expédition	Sac de glace