


Rhou Lapin Pab - Q7L0Q8

Numéro d'article: CM0018900



Introduction

RHO Lapin pAb est un anticorps polyclonal validé pour WB et ELISA, ciblant le RHO humain avec une réactivité croisée avec la souris. Idéal pour la recherche sur la migration cellulaire et le cytosquelette.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RHO Lapin pAb
Remarques/Alias	ARHU ; G28K ; WRCH1 ; hG28K ; CDC42L1 ; RHO
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	58480
GeneID	58480
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 40-100 du RHO humain (NP_067028.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q7L0Q8
Poids protéique	28kDa
Expédition	Sac de glace