

Ac Monoclonal De Lapin Contre Rig-I/Ddx58 Pour Wb, Elisa - 095786

Numéro d'article: CM0005358



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin contre Rig-I/DDX58 validé pour Western blot et ELISA. Détecte le RIG-I humain et de souris, un récepteur immunitaire inné pour l'ARN viral, avec une protéine recombinante comme immunogène.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ac monoclonal de lapin contre Rig-I/DDX58
Remarques / Alias	RIG1 ; DDX58 ; RIG-I ; RLR-1 ; SGMRT2 ; Rig-I/DDX58
Espèce	Humaine
ID du gène (Humain)	23586
ID du gène	23586
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, Souris
SWISS	095786
Poids de la protéine	107 kDa
Expédition	Sac de glace