

Ac Mab Ring1A De Lapin Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q06587

Numéro d'article: CM0002294

Introduction

Ac mAb de lapin de haute qualité dirigé contre RING1A humain, validé pour WB, IHC-P, ELISA. Cible la ligase E3 impliquée dans l'ubiquitination de H2A et la répression transcriptionnelle. Idéal pour la recherche en épigénétique et en chromatine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Ac mAb RING1A de Lapin
Remarques/Alias	RNF1; RING1A
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6015
GeneID	6015
Immunogène	Peptide Synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	Q06587
Poids Protéique	42kDa
Expédition	Sac de glace