

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Rnf10 Pour Wb, Elisa - Q8N5U6

Numéro d'article: CM0017769

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine humaine RNF10, produit à partir d'une protéine de fusion recombinante (aa 552-811). Validé pour la WB et l'ELISA, avec une réactivité croisée chez la souris et le rat. Convient à l'étude du contrôle qualité des ribosomes et des voies d'ubiquitination.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-RNF10
Remarques/alias	RIE2 ; RNF10
Espèce	Humain
GeneID (humain)	9921
GeneID	9921
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, rat
SWISS	Q8N5U6
Poids moléculaire de la protéine	90 kDa
Expédition	Pack réfrigérant