

Rnf138 Lapin Pab - Rnf138

Numéro d'article: CM0018692

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant RNF138 pour Western Blot et ELISA, avec réactivité croisée vérifiée chez l'humain. Convient pour la recherche sur l'ubiquitination et la dégradation des protéines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RNF138 Lapin pAb
Remarques/Alias	Trif; STRIN; Trif-d; 2410015A17Rik; 2810480D20Rik; RNF138
Espèce	Souris
ID de gène (Humain)	51444
ID de gène (Souris)	56515
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 60-245 de RNF138 de souris (Q9CQE0)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	Western Blot, ELISA
Réactivité croisée	Humain
Poids moléculaire	24kDa/28kDa
Expédition	Sac de glace