

Anticorps Polyclonal De Lapin Robo4 Pour Wb, Elisa - Q8Wz75

Numéro d'article: CM0024947

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ROBO4 validé pour les applications WB et ELISA. Réagit avec le ROBO4 humain, l'immunogène correspond aux acides aminés 848-1007. Exprimé dans les cellules endothéliales, impliqué dans l'angiogenèse et la vascularisation. Idéal pour les études de biologie vasculaire et de la barrière endothéliale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ROBO4 Lapin pAb
Remarques/Alias	MRB; AOVD3; ECSM4; ROBO4
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	54538
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 848-1007 du ROBO4 humain (NP_061928.4)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q8WZ75
Poids moléculaire	107kDa
Expédition	Sac de glace