

Anticorps Polyclonal De Lapin Romo1 Pour Wb, If-P, Elisa - P60602

Numéro d'article: CM0019512

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre le modulateur 1 des espèces réactives de l'oxygène (ROMO1), validé pour WB, IF-P, ELISA ; réagit de manière croisée avec l'humain, la souris, le rat ; protéine de la membrane interne mitochondriale impliquée dans la production de ROS et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ROMO1 Lapin pAb
Remarques/Alias	MTGM; MTGMP; C20orf52; bA353C18.2; ROMO1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	140823
GeneID	140823
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-79 de ROMO1 humain (NP_542786.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P60602
Poids moléculaire	8kDa
Expédition	Sac de glace