


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Ror1 Pour Cytométrie En Flux (Fc) - Q01973

Numéro d'article: CM0006479



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-ROR1 pour cytométrie en flux (FC), ciblant le ROR1 humain (104 kDa). Immunogène recombinant, présentant une réactivité croisée uniquement avec l'humain. Convient à la recherche en oncologie et en audition.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-ROR1
Remarques/Alias	NTRKR1 ; dJ537F10.1 ; ROR1
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	4919
GeneID	4919
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 24-403 du ROR1 humain (NP_005003.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	Q01973
Poids de la protéine	104 kDa
Expédition	Sac de glace