


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Rpap3 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9H6T3

Numéro d'article: CM0015084



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre RPAP3 humain, validé pour WB, IF/ICC et ELISA sur humain, souris et rat. RPAP3 relie l'ARN polymérase II aux chaperons pour l'assemblage des complexes protéiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	RPAP3 Lapin pAb
Remarques / Alias	Tah1; hSpagh; RPAP3
Espèce	Humain
ID de gène	79657
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 17-241 de RPAP3 humain (NP_001139547)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9H6T3
Poids moléculaire	76kDa
Expédition	Sac de glace