


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Rpb3/Polr2C Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P19387

Numéro d'article: CM0010027



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant RPB3/POLR2C humain (P19387), validé pour WB, IHC-P et ELISA, avec une réactivité croisée chez la souris et le rat. Idéal pour l'étude de la machinerie transcriptionnelle de l'ARN polymérase II.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-RPB3/POLR2C
Remarques/Alias	RPB3; RPB31; hRPB33; hsRPB3; RPB3/POLR2C
Espèce	Humaine
Identifiant du gène (humain)	5432
Identifiant du gène	5432
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris, rat
SWISS	P19387
Poids moléculaire de la protéine	31 kDa
Expédition	Sac réfrigérant