


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Rpl28 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P46779

Numéro d'article: CM0015550



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant RPL28 humain (protéine ribosomique L28 de la sous-unité 60S). Validé pour le Western blot, l'IF/ICC et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec les protéines humaines, murines et de rat. Poids moléculaire d'environ 16 kDa. Convient aux recherches sur les ribosomes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RPL28 pAb de lapin
Remarques/Alias	L28 ; eL28 ; RPL28
Espèce	Homme
GeneID (humain)	6158
GeneID	6158
Immunogène	Peptide synthétique Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1 et 100 de RPL28 humain (NP_000982.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Homme, souris, rat
SWISS	P46779
Poids de la protéine	16 kDa
Expédition	Sac de glace