


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Rpl35A Pour Wb Et Elisa - P18077

Numéro d'article: CM0023855



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine RPL35A humaine, une protéine eL33 de la sous-unité ribosomique grande, validé pour WB et ELISA avec réactivité croisée avec la souris et le rat. Il soutient la recherche sur les ribosomes et l'hématopoïèse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb anti-RPL35A de lapin
Remarques / Alias	DBA5; L35A; eL33; RPL35A
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6165
GeneID	6165
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 10-90 de la RPL35A humaine (NP_000987.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	P18077
Poids de la protéine	13 kDa
Expédition	Sac de glace